

GARANTIE UND SERVICE

Wir leisten Garantie für das Gerät und das Ladegerät. Ausgenommen sind eigenmächtige Eingriffe, gewaltsame äussere Einwirkungen durch Schlag, Bruch, Säuren und chem. Medien, unsachgemässe Pflege und Ladung der Knopfakkumulatoren.

Im Reparaturfall, während und nach der Garantiezeit senden Sie die Hörhilfe bitte komplett mit Knopfakkumulatoren und Ladegerät an Ihre zuständige Ausgabestelle. Das Ohrstück ist personengebunden, deshalb senden Sie es nicht mit!

In der DDR gibt es für unser Erzeugnis einige Reparaturwerkstätte, welche die Ausgabe und die Reparatur der Geräte durchführen. Garantiescheine sind beizufügen, da nachträgliche Garantiesprüche nicht anerkannt werden können.

WERTER HÖRGERÄTETRÄGER!

Nunmehr haben Sie die Hinweise über Inbetriebnahme, Pflege, Garantie und Service zur Kenntnis genommen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gleichzeitig versichern wir Ihnen unsere Bemühung, Ihnen mit diesem hochwertigen Gerät die Umwelt wieder zugänglich zu machen. Wir bitten Sie, unserem Erzeugnis Ihr Vertrauen zu geben.

Dafür danken wir Ihnen bestens
GRANVISUS
Esztergom, Zalka M. u. 41.
HUNGARY

GRANTONE

Hörbrille



IHRE HÖRHILFE BEDARF AUCH ETWAS PFLEGE

Bitte wenden Sie etwas Zeit dafür auf, denn Sie erwarten von unserem Gerät ständige Einsatzfähigkeit und das Gerät erwartet etwas Wartung von Ihnen.

Wir raten Ihnen deshalb:

- a) Die Öffnung des Schallausgangsröhres muss immer frei sein von Verunreinigungen. Ziehen Sie den Ohrschlauch vorher ab. Reinigen Sie nur mit handwarmen Seifenwasser! Keine chemischen oder säurehaltigen Mittel verwenden! Auch der Ohrschlauch mit dem Passstück wird so gereinigt. Gut abtrocknen! Die Temperatur darf 30–35 °C nicht übersteigen, um eine Verformung des Ohrpassstückes (Olive) zu vermeiden!
- b) Nicht benutzte Akkumulatoren bitte in der beigelegten Kassette aufbewahren. Regelmässig mit Öl und einem weichen Tuch polieren.
- c) Die Knopfakkumulatoren erschöpfen nach einer Gebrauchszeit von etwa 18–20 Stunden. Für die Aufladung der Knopfakkumulatoren benutzen Sie das beigelegte Ladegerät. Die Bedienung ist einfach: Ziehen Sie die Batteriehaltezung heraus und so können Sie die Akkumulatoren in die beiden Öffnungen einlegen. Schieben Sie danach die Batteriehaltezung wieder ein. Stecken Sie jetzt das Ladegerät in die Steckdose. Das Ladegerät ist NUR FÜR 220 V WECHSELSTROM bestimmt. Die Aufladezeit beträgt etwa 12 Stunden. Eine längere Aufladezeit ist nicht ratsam. Im Ladegerät ist die gleichzeitige Aufladung von 2 gleichmässig erschöpften Batterien möglich. Andernfalls kann eine Beschädigung der Knopzellen verursacht werden.

Als Träger der neuen Hörbrille wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung des hochwertigen Gerätes.

Die Mitarbeiter unseres Werkes bitten Sie, im Interesse der besten Handhabung einige Ratschläge zu beachten.

1. Der Brillenbügel verbirgt einen hochwertigen Miniatur-Lautverstärker.
2. Die Lebenszeit der Hörhilfe können Sie selbst verlängern, wenn Sie diese sorgfältig behandeln, d.h. vor Nässe, Beschädigung und Wärme schützen. Nehmen Sie keine Eingriffe vor!
3. Der Batteriehalter dient zugleich zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Bei vollständigem Eindrehen werden zwei Klicks bemerkbar. Bei der ersten Klick ist der Apparat ausgeschaltet, bei der zweiten Klick (in vollständig eingedrehter Lage) eingeschaltet.
Vor Inbetriebnahme des Gerätes legen Sie den Knopfakkumulator in den Batteriehalter ein. Achten Sie auf die richtige Polarität! Das + Zeichen muss auf dem Akkumulator und dem Halter an gleicher Stelle sichtbar sein. Bitte schliessen Sie den Batteriehalter nur mit leichtem Druck!



4. Die Knopfakkumulatoren sind regelmässig mit einem weichen Tuch und etwas Öl zu reinigen. Sonst beeinträchtigt der Schmutz die Kontaktfähigkeit. Die Reinigung mit harten oder metallischen Gegenständen beschädigt die Oberfläche und ist deshalb unzulässig!



5. Wenn Sie die Hörbrille mit der Knopfzelle bestückt haben, bringen Sie das Ohrstück (Olive mit angebrachtem Hörschlauch) durch leichtes Überziehen auf das Ausgangsrohr an.

6. Jetzt können Sie das betriebsbereite Gerät anbringen und das Ohrstück in das Gehör einführen. Das Ohrstück muss gut passen, damit kein unangenehmer Pfeifton entsteht!



7. Nunmehr beginnt die Inbetriebnahme. Bringen Sie durch leichten Druck den Schalter in Stellung -M-.



8. Stellen Sie den Lautstärkereglers auf die Anfangsstufe und durch leichtes Drehen des Reglers werden Sie die geeignete Lautstärke erreichen.



9. Bei Telefongesprächen stellen Sie den Schalter auf Stellung -T-. Regulieren Sie die Lautstärke dann wiederum neu. Dasselbe gilt für Theater-, Kino- und Konzertsäle, sofern induktives Hören dort möglich ist.

10. Bei Nichtbenutzung des Gerätes stellen Sie den Batteriehalter in ausgeschaltete Lage (bei der ersten Klick). Bei längerer Nichtbenutzung der Hörhilfe sind die Knopfakkumulatoren unbedingt herauszunehmen.